



THERMOTRIGGER

ist patentrechtlich angemeldet
und vom Faszien spezialisten
Dr. Robert Schleip empfohlen!

Erhältlich im Online-Shop unter
www.thermotrigger.de/shop



Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

WOLFGANG KLAUSNER
Geschäftsführer

Richard-Strauß-Straße 3
D-85391 Allershausen

+49 176 465 19 409
info@thermotrigger.de
www.thermotrigger.de



THERMO TRIGGER

ELEKTRO-PHYSIKALISCHE THERMOANWENDUNG



Für Physiopraxen,
Sportvereine und
für zu Hause.


THERMOTRIGGER
Tradition trifft Innovation.

Triggerpunkte aktivieren, Schmerzen reduzieren.



THERMOTRIGGER nutzt die therapeutische Kraft von Wärme und Kälte auf innovative Art und Weise. Das mobile Gerät mit Trigger und Akku ist sofort einsatzbereit. Es bietet vier Programme zur Auswahl. Je nach Bedarf wählen Sie Wärme, Kälte, Eis oder Mix.

THERMOTRIGGER ist handlich und fingerschonend in der Anwendung und daher ideal für den Einsatz in Physio- und Heilpraxen, für Ergotherapeuten, Sportvereine und für die Selbstbehandlung zu Hause und unterwegs geeignet. Mit dem beige packten TRIGGER werden tiefer gelegene Triggerpunkte oder schwer zugängliche Stellen massiert.



4 Programme für jede Anforderung

MIX DUAL Warm-Kalt Anwendung

Zeitintervalle steuern den Wechsel von Wärme und Kälte. Das Programm findet Anwendung bei allen Beschwerden die man sowohl kühlt als auch wärmt. Speziell nach Operationen oder bei geschwollenen Verletzungen kann es den Heilungsprozess effektiv unterstützen.

HOT Wärmeanwendung

Bei der Wahl dieser Taste wird für 10 Min. auf max. 45°C geheizt. Die Wärmeanwendung findet vorrangig Einsatz bei Verspannungen jeglicher Art wie z. B. bei Muskelverspannungen oder Muskelüberlastungen.



COLD 10 °C Kälteanwendung

Dieses Programm kühlt für 5 Min. mit 10°C. Jegliche Verletzung kann damit in den ersten 3 - 4 Tagen gekühlt werden.

ICE COLD Eisanwendung

In dieser Funktion wird die Eiskwürfel-Temperatur erreicht. Mit streichenden oder kreisenden Bewegungen kann man die Durchblutung erhöhen und so evtl. den Stoffwechsel anregen.



Antibakterielles Kupfer

COVID19 z.B. überlebt auf Kupfer nur Sekunden. Das Material hat selbstreinigende und antibakterielle Eigenschaften und kann seine entzündungshemmende Wirkung an die Haut abgeben.



Mehr Anwendungsoptionen finden Sie in der BodyMap unter www.thermotrigger.de