



**Triggerpunkte aktivieren,
Schmerzen reduzieren.**

Ob akute oder chronische Beschwerden, mit THERMO-TRIGGER inklusive Trigger können Sie Ihre Schmerzen reduzieren und die Durchblutung verbessern.

THERMOTRIGGER Tradition trifft auf Technik

- Profi-Einsatz in Ergo- und Physiopraxen
- Endlich fingerschonende Behandlung möglich
- Für Sportvereine und Trainer
- 4 Programme: Wärme, Kälte, Eis, Mix
- Inklusive Triggeraufsatz und handlichem Akku
- Sofort, mobil einsatzbereit
- Inklusive Triggeraufsatz für tiefer gelegene Triggerpunkte
- Kinderleichte Bedienung und Anwendung

THERMOTRIGGER

ist patentrechtlich angemeldet
und vom Faszien spezialisten
Dr. Robert Schleip
empfohlen!

Mit Wärme und Kälte **Ihre Schmerzen** behandeln! ELEKTRO-PHYSIKALISCHE THERMOANWENDUNG



Made in Germany



THERMOTRIGGER

nutzt die therapeutische Kraft von Wärme und Kälte. Wärme- und Kälteanwendungen werden oft als vorbereitende und ergänzende Maßnahmen für weitere physiotherapeutische Behandlungen angewendet.



Eigenschaften

- Ideal für den Einsatz in Physio- und Heilpraxen, für Ergotherapeuten, Sportvereine und auch für die Selbstbehandlung zu Hause und unterwegs geeignet
- Verbessert die Durchblutung
- Reduziert Schmerzen
- Bei Muskelverspannungen oder Muskelüberlastungen, Tennisellenbogen, Achillessehnen- oder Patellaspitzensyndrom
- Intensive Wärme-, Kälte-, Wechsel- und Eisanwendung

NEU by
Wolfgang Klausner

4 Programme

für jede Anforderung

HOT - Wärmeanwendungen

Bei der Wahl dieser Taste wird 10 Minuten auf max. 45°C geheizt. Man kann dieses Programm vorrangig bei Verspannungen jeglicher Art verwenden wie z. B. bei Muskelverspannungen oder bei Muskelüberlastungen.

COLD 10°C - Kälteanwendungen

Dieses Programm kühlt für 5 Minuten mit 10°. Jegliche Verletzung kann in den ersten 3-4 Tagen gekühlt werden.

MIX - Warm-Kalt Kontrastanwendungen

Durch die Zeitintervalle von Warm- und Kaltwechsel wird das Gewebe optimal angeregt. Speziell nach Operationen oder bei geschwollenen Verletzungen kann es sehr effektiv den Heilungsprozess unterstützen.

ICE COLD - Eisanwendungen

Bei diesem Programm wird die Eiswürfeltemperatur simuliert. Mit streichenden oder kreisenden Bewegungen kann man die Durchblutung erhöhen und so den Stoffwechsel anregen.

Erhältlich im Onlineshop:
www.thermotrigger.de